



## KOBALT-CHROM-BASEN zum Angießen



### Ihre Vorteile in der Verarbeitung

- direkte Herstellung auf CoCr möglich
- ausbrennbares „Burnout“-Element wird mitgeliefert
- freie Gestaltung von Angulation und Emergenzprofil
- kein Verkleben nötig
- dadurch Nachbrennen jederzeit möglich
- Version mit oder ohne Rotationsschutz erhältlich
- für [fast] alle gängigen Implantat-Systeme lieferbar















Werte, die verbinden

zauchner  
dental-produkte gmbh



## CoCr-BASEN

Die Schnittstellenkomponente/ Base garantiert eine genaue Anpassung an das Implantat bei Verwendung von Zirkonium oder anderen gefrästen Prothetiklösungen. Die Base wird mit einem Kunststoffzylinder und der definitiven Abutmentschraube geliefert. Mit und ohne Rotationsschutz verfügbar. Hergestellt aus Kobaltchrom.

			NP (3,5)	RP (4,1)	WP (5,1)	Preis/Eh exkl. MwSt.	Gesamt- menge
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.001	30.002	30.003	48 €	
		Menge					
Nobel Brånemark® Implants	mit Rotationsschutz	CoCr	31.001	31.002	31.003	48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.004	30.005	30.006	48 €	
		Menge					
Nobel Replace® Implants	mit Rotationsschutz	CoCr	31.004	31.005	31.006	48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.041	30.042		48 €	
		Menge					
Nobel Active™ & Nobel Replace® CC Implants	mit Rotationsschutz	CoCr	31.041	31.042		48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.009	30.010	30.045	48 €	
		Menge					
Straumann® Soft Tissue Level Implants & synOcta®	mit Rotationsschutz	CoCr	31.009	31.010	31.045	48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.043	30.044		48 €	
		Menge					
Straumann® Bone Level® Implants	mit Rotationsschutz	CoCr	31.043	31.044		48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.024	30.025	30.036	48 €	
		Menge					
Astra Tech™ Osseospeed™ Implants	mit Rotationsschutz	CoCr	31.024	31.025		48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.038	30.039	30.040	48 €	
		Menge					
Dentsply Friadent® Xive® Implants	mit Rotationsschutz	CoCr	31.038	31.039	31.040	48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr		30.050	30.250	55 €	
		Menge					
Dentsply Ankylos® C/X Implants	mit Rotationsschutz	CoCr		31.050	31.250	55 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.017	30.018	30.019	48 €	
		Menge					
Zimmer Screw-Vent® & MIS Seven® Implants	mit Rotationsschutz	CoCr	31.017	31.018	31.019	48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.011	30.012	30.013	48 €	
		Menge					
3i® Osseotite® Implants	mit Rotationsschutz	CoCr	31.011	31.012	31.013	48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr	30.014	30.015	30.016	48 €	
		Menge					
3i® Certain® Implants	mit Rotationsschutz	CoCr	31.014	31.015	31.016	48 €	
		Menge					
	ohne Rotationsschutz	CoCr		30.007	30.054	48 €	
		Menge					
<b>Nützen Sie unsere 10+1 Einführungs-Aktion</b>						<b>Gesamt</b>	

Alle Preise in € exkl. MwSt. ab Werk, gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste bzw. bis auf Widerruf. Bei Bestellung von mindestens 11 Produkten wird ein Produkt der Order kostenlos geliefert. Dieser Naturalrabatt ist immer das günstigste gewählte Produkt. Einführungsaktion gültig bis 31. März 2016.

Verbindlich bestellt von

Datum/Stempel/Unterschrift

Zauchner Dentalprodukte GmbH  
Pestalozzistraße 12A | A-9500 Villach  
Email info@zauchnerdentalprodukte.at  
Telefon +43 (0) 42 42 / 222 72  
Telefax +43 (0) 42 42 / 223 77

zauchner  
dental-produkte gmbh