

buy smart



Anzahl Artikel-Nr. Bezeichnung Preis € Anzahl Artikel-Nr. Bezeichnung Preis €

TISSUE LEVEL LOCATOR® · ABUTMENTS

<input type="checkbox"/>	93840	TL LOCATOR® Abutment, GH 0.73 mm	119,00	<input type="checkbox"/>	46413	TL LOCATOR® Abutment, GH 4.0 mm	119,00
<input type="checkbox"/>	75759	TL LOCATOR® Abutment, GH 1.0 mm	119,00	<input type="checkbox"/>	93841	TL LOCATOR® Abutment, GH 5.0 mm	119,00
<input type="checkbox"/>	75778	TL LOCATOR® Abutment, GH 2.0 mm	119,00	<input type="checkbox"/>	93842	TL LOCATOR® Abutment, GH 6.0 mm	119,00
<input type="checkbox"/>	46412	TL LOCATOR® Abutment, GH 3.0 mm	119,00				

TISSUE LEVEL LOCATOR® · ZUBEHÖR

<input type="checkbox"/>	75833	Übertragungskappe	17,00	<input type="checkbox"/>	75820	Laboranalog	17,00
<input type="checkbox"/>	75836	TL/BL ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche, L 15 mm	49,00	<input type="checkbox"/>	75837	Multifunktionsinstrument	69,00

TISSUE LEVEL LOCATOR® · EINSÄTZE

<input type="checkbox"/>	75779	Matrize inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retentionseinsatz, für Angulation, klar, rosa, blau (Divergenz, 0° bis 10°)	32,50	<input type="checkbox"/>	98021	Matrize inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Re- tentionseinsatz, für erweiterte Angulation, grün, orange, rot (Divergenz, 10° bis 20°)	32,50
<input type="checkbox"/>	98024	Retentionseinsatz, 2.27 kg für Angulation, klar	6,50	<input type="checkbox"/>	75802	Retentionseinsatz, 1.36 kg für erweiterte Angulation, grün	6,50
<input type="checkbox"/>	64577	Retentionseinsatz, 1.36 kg für Angulation, rosa	6,50	<input type="checkbox"/>	98022	Retentionseinsatz, 0.45 kg für erweiterte Angulation, orange	6,50
<input type="checkbox"/>	91825	Retentionseinsatz, 0.68 kg für Angulation, blau	6,50	<input type="checkbox"/>	75803	Retentionseinsatz, 0.30 kg für erweiterte Angulation, rot	6,50
<input type="checkbox"/>	98020	Retentionseinsatz, für Angulation, grau	6,50	<input type="checkbox"/>	98023	Montageeinsatz schwarz	6,50

zauchner
dental-produkte gmbh

Zauchner Dentalprodukte GmbH
Pestalozzistraße 12A
9500 Villach
Austria

Tel +43 4242 222 72
Fax +43 4242 223 77

info@zauchnerdentalprodukte.at
www.zauchnerdentalprodukte.at

Expresslieferung Folgetag

Kunden Nr.

Praxis/Labor

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail