

zauchner  
dental-produkte gmbh



# coreflon

INTELLIGENTES NAHTMATERIAL



\* Inhalt je Packung 12 Stk.

CHIRURGISCHES PTFE NAHTMATERIAL

SCHWARZE NADEL MIT WEISSEM FADEN				FADENSTÄRKE							
				3/0		4/0		5/0		6/0	
SCHWARZ · DS Krümmung 1/2		Rund	Länge 55 cm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	C5DS135512B	<input type="checkbox"/>	C6DS135512B*		
				<input type="checkbox"/>	C3DS165512B	<input type="checkbox"/>	C4DS165512B*	<input type="checkbox"/>	C5DS165512B	<input type="checkbox"/>	C6DS165512B*
				<input type="checkbox"/>	C3DS195512B	<input type="checkbox"/>	C4DS195512B*	<input type="checkbox"/>	C5DS195512B		
				<input type="checkbox"/>	C3DS225512B	<input type="checkbox"/>	C4DS225512B*				

SILBERNE NADEL MIT WEISSEM FADEN				FADENSTÄRKE							
				3/0		4/0		5/0		6/0	
SILBER · DS Krümmung 1/2		Rund	Länge 55 cm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	C5DS135512S*	<input type="checkbox"/>	C6DS135512S*		
				<input type="checkbox"/>	C3DS165512S*	<input type="checkbox"/>	C4DS165512S	<input type="checkbox"/>	C5DS165512S*	<input type="checkbox"/>	C6DS165512S*
				<input type="checkbox"/>	C3DS195512S*	<input type="checkbox"/>	C4DS195512S	<input type="checkbox"/>	C5DS195512S*		
				<input type="checkbox"/>	C3DS225512S*	<input type="checkbox"/>	C4DS225512S				

SILBER · DM Krümmung 3/8		Flach	Länge 55 cm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	C5DM135512S	<input type="checkbox"/>	C6DM135512S		
				<input type="checkbox"/>	C3DM165512S*	<input type="checkbox"/>	C4DM165512S*	<input type="checkbox"/>	C5DM165512S	<input type="checkbox"/>	C6DM165512S*
				<input type="checkbox"/>	C3DM195512S*	<input type="checkbox"/>	C4DM195512S*	<input type="checkbox"/>	C5DM195512S*		
				<input type="checkbox"/>	C3DM225512S*	<input type="checkbox"/>	C4DM225512S*				

**DS** Runde Nadel mit schneidender Spitze für chirurgische Eingriffe mit minimaler Gewebetraumatisierung und genauere Penetration als bei runder Nadel, sichert leichtes Gleiten durch hartes Gewebe.

**DM** Nadel mit revers schneidender Spitze – vorderes Drittel schneidend, restlicher Teil mit ovalem Querschnitt, abgeflacht für besseren Halt.

\* lieferbar nur auf Anfrage

**zauchner**  
dental-produkte gmbh

Zauchner Dentalprodukte GmbH  
Pestalozzistraße 12A  
9500 Villach  
Austria

Tel +43 4242 222 72  
Fax +43 4242 223 77

info@zauchnerdentalprodukte.at  
www.zauchnerdentalprodukte.at

Expresslieferung Folgetag

Kunden Nr.

Praxis/Labor

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail