















**ZUBEHÖR FÜR ALLIGATOR / LOCATOR**

75833V4		LOCATOR®   ALLIGATOR Übertragungskappe				4 Stk.	95,00
75820V4		LOCATOR®   ALLIGATOR Implantat Analog				4 Stk.	95,00
75836		LOCATOR®   ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche			L 15.0 mm		62,00
75837		LOCATOR®   ALLIGATOR Multifunktionsinstrument					91,00
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrice für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retentionseinsätze blau, rosa, klar				2 Stk.	75,00
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	grau	Abzugkraft	0.00 kg	4 Stk.	35,50
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	blau	Abzugkraft	0.68 kg	4 Stk.	35,50
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	rosa	Abzugkraft	1.36 kg	4 Stk.	35,50
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	klar	Abzugkraft	2.27 kg	4 Stk.	35,50
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrice für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retentionseinsätze rot, orange, grün				2 Stk.	75,00
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	rot	Abzugkraft	0.45 kg	4 Stk.	35,50
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	orange	Abzugkraft	0.91 kg	4 Stk.	35,50
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	grün	Abzugkraft	1.81 kg	4 Stk.	35,50
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz	schwarz			4 Stk.	35,50

Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gültig bis auf Widerruf bzw. bis zur Erscheinung einer neuen Preisliste. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zauchner Dental-Produkte GmbH. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument, dienen nur der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

AGB: <https://zauchnerdentalprodukte.at/web/agb>