

buy smart

dental ratio
buy smart



SAFESCRAPER TWIST

Einmalinstrument zur Gewinnung autologer Knochenspäne

Hervorragende Kontrolle während
der Knochengewinnung

Aufnahmekapazität
gerade 3,0 cm³
abgewinkelt 2,5 cm³

Halbrunde Klinge mit 160°
Schneidbereich



Minimalinvasiver Eingriff,
einfach und patientenschonend

Sehr effektiv auf ebener, konkaver
oder konvexer Knochenoberfläche

Sicherheitsmechanismus verhindert
ein Öffnen während der Knochengewinnung

SAFESCRAPER® TWIST



Safescraper® TWIST
1 x Verpackungseinheit à 3 Stk.

3598
Safescraper® TWIST
gerade Version



92,40 €

3987
Safescraper® TWIST
abgewinkelte Version



110,88 €

zauchner
dental-produkte gmbh

Zauchner Dentalprodukte GmbH
Pestalozzistraße 12A
9500 Villach
Austria

info@zauchnerdentalprodukte.at
www.zauchnerdentalprodukte.at



Expresslieferung Folgetag

Kunden Nr.

Praxis/Labor

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail