



AKTUALISIERTES BEIBLATT















ZUM PRODUKTKATALOG | ZUR PREISLISTE N°1 2021

OKTAGON® RP/NC/RC · PROTHETIK

ersetzt die Angaben der Produktgruppe ALLIGATOR auf Seite 13+24 der Preisliste N°1 2021

Hybrid	TL RP	98001		TL RP ALLIGATOR Abutment	∠ 0°	GH 1.0 mm	89,00
		98002				GH 2.0 mm	
		98003				GH 3.0 mm	
		98004				GH 4.0 mm	
	98007		TL RP ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 98009	∠ 15°	GH 1.5 mm	109,00	
	98008				GH 3.0 mm		

Hybrid	BL/BLT NC	22036		BL NC ALLIGATOR Abutment	∠ 0°	GH 2.0 mm	89,00	
		22037				GH 3.0 mm		
		22038				GH 4.0 mm		
		22039				GH 5.0 mm		
		22041				BL NC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131		∠ 15°
	22042			GH 4.0 mm				
	BL/BLT RC	BL RC ALLIGATOR Abutment	22124		BL RC ALLIGATOR Abutment	∠ 0°	GH 1.0 mm	89,00
			22125				GH 2.0 mm	
			22126				GH 3.0 mm	
			22127				GH 4.0 mm	
			22128				GH 5.0 mm	
			22129				BL RC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131	
		22130			GH 4.0 mm			

75833V4		LOCATOR® ALLIGATOR Übertragungskappe				4 Stk.	70,00
75820V4		LOCATOR® ALLIGATOR Implantat Analog				4 Stk.	70,00
75836		LOCATOR® ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche			L 15.0 mm		59,00
75837		LOCATOR® ALLIGATOR Multifunktionsinstrument					69,00
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrice für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar				2 Stk.	67,00
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	grau	Abzugkraft	0.00 kg	4 Stk.	27,00
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	blau	Abzugkraft	0.68 kg	4 Stk.	27,00
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	rosa	Abzugkraft	1.36 kg	4 Stk.	27,00
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	klar	Abzugkraft	2.27 kg	4 Stk.	27,00
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrice für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün				2 Stk.	67,00
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	rot	Abzugkraft	0.45 kg	4 Stk.	27,00
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	orange	Abzugkraft	0.91 kg	4 Stk.	27,00
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	grün	Abzugkraft	1.81 kg	4 Stk.	27,00
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz	schwarz			4 Stk.	27,00

Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gültig bis auf Widerruf bzw. bis zur
Erscheinung einer neuen Preisliste. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zauchner
Dental-Produkte GmbH. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument, dienen nur
der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben,
Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

AGB: <https://zauchnerdentalprodukte.at/web/agb>