

VERFÜGBARE PRODUKTE

hyaDENT und hyaDENT BG



hyaDENT BG

Artikelnummer	Darreichung
0162.512v2	2 Zylinderampullen (2 x 1,2 ml)

- Hochkonzentriertes Hyaluronsäure (HA)-Gel aus einer vernetzten (1,6%) und einer natürlichen HA (0,2%).
- Langsames Abbauverhalten (mehrere Wochen).
- Vernetzung mit der bewährten BDDE-Methodik unter speziellen Bedingungen zur Gewährleistung einer kontrollierten Reaktion, die zu einem homogenen vernetzten Produkt führt.
- Hochgradige Reinigung zur Gewährleistung einer bestmöglichen Entfernung des restlichen BDDE.



hyaDENT

Artikelnummer	Darreichung
0161.410	1 Spritze (1 ml)

- Hochkonzentriertes natürliches HA-Gel (1,4%).
- Schnelles Abbauverhalten (einige Stunden).

