

IMPORTANT INFORMATION

In Ihrer Bestellung finden Sie Implantate mit dem neuen Transferenteil. Die Implantatverpackung enthält ein graues Etikett mit der Aufschrift „NEW TRANSFER PART“.

In your order you will find implants with the new transfer part. The implant package contains a grey label mentioning “NEW TRANSFER PART”.

Au sein de votre commande, vous trouverez des implants incluant le nouveau porte-implant. La boîte de l'implant comporte un auto-collant, mentionnant “NEW TRANSFER PART”.





IMPROVED HANDLING

Bitte entnehmen Sie das Implantat vorsichtig aus der Verpackung! Nach Einsetzen des Implantats können Sie das Transferenteil ohne Schlüssel leicht entfernen. Bei Einsetzen des Implantats in weichen Knochen wird der Abziehschlüssel empfohlen.

Please remove the implant carefully out of the package! After placing the implant, you can remove the transfer part easily without holding key. When the implant is placed in soft bone a release key is recommended.

Retirer délicatement l'implant de sa boîte ! Après avoir posé l'implant, vous pouvez facilement retirer le porte-implant sans utiliser la clé de maintien. Lorsque l'implant est posé dans un os mou, une clé de d'extraction est en revanche recommandée.

STEP BY STEP



Abziehschlüssel
Release key
Clé d'extraction



Gebrauchsanweisung beachten!
Please refer to instructions manual!
Voir la notice d'utilisation !